



katalog каталог **catalogue** Katalog  
catalogue **katalog** Katalog каталог  
каталог catalogue **Katalog** katalog  
Katalog **каталог** katalog catalogue



 *Wiedent*

[www.wiedent.com.pl](http://www.wiedent.com.pl)



Wiedent

## ACRYLIC TEETH

WIEDENT Estetic acrylic teeth	2
Almamiss acrylic teeth	4
Classic acrylic teeth	6
Encrusted teeth	8
Shade guides	10
Live mould charts	12
Desktop cabinet	14

## ACRYLIC MATERIALS

Estetic	16
Estetic S	18
Estetic H	20
Estetic Ekri	22
Estetic Special	24
Estetic Ort	26
Estetic Ort Kolor	28
Veines for acrylic resin	30

## DENTAL WAXES


Modelling waxes	32
Wax bite rims	34
Occlusal platewaxes	36

## POLISHING MATERIALS

Textile brushes	38
Textile-bristle brushes	40
Reflex polishing paste	42

## OTHER PRODUCTS

Prosthetic tool box	44
---------------------	----



- three layer with fluorescent effect,
- abrasion resistant, hardness 25,6 HV0,1 in Vickers scale (250MPa),
- produced in two shade scales, universal V (16 shades) A1-D4 and WIEDENT one (13 shades) A1-R5 and in 62 different moulds,
- produced in two bleached shades OM1 and OM3 and in 14 different moulds,
- at advantageous price.

#### Packaging:

Individual boxes:

anterior teeth: 18 sets of 6 teeth (108 pcs) or 8 sets of 6 teeth (48 pcs),

posterior teeth: 12 sets of 6 teeth (96 pcs) or 6 sets of 8 teeth (48 pcs).

Teeth in universal V shade scale are sold also in individual sets of 6 or 8 teeth.

## PL Zęby akrylowe WIEDENT Estetic

---

- trójwarstwowe, z efektem fluorescencyjnym,
- odporne na ścieranie - twardość 25,6 HV0,1 w skali Vickersa (250 MPa),
- 62 zróżnicowane fasony w dwóch gamach kolorystycznych: uniwersalnej V (16 kolorów) A1- D4 oraz WIEDENT (13 kolorów) A1- R5,
- 14 wybranych fasonów w kolorach wybielonych 0M1 i 0M3,
- korzystne cenowo.

### Opakowania:

Pudełka:

zęby przednie: 18 płytek po 6 zębów (108 szt.) lub 8 płytek po 6 zębów (48 szt.),  
zęby boczne: 12 płytek po 8 zębów (96 szt.) lub 6 płytek po 8 zębów (48 szt.).  
Zęby wg wzorca kolorów V sprzedawane są również „na płytki”.

## D Kunststoffzähne WIEDENT Estetic

---

- dreischichtig mit fluoreszierendem Effekt,
- sehr abrasionsfest, Vickershärte 25,6 HV0,1 (250 MPa),
- 62 verschiedene Zahnformen in zwei Farbskalen: V-Skala (A1-D4, 16 Farben) sowie WIEDENT Skala (A1-R5, 13 Farben),
- 14 ausgewählte Zahnformen in den sehr hellen Farben 0M1 und 0M3,
- günstiger Preis.

### Verpackungseinheiten:

Frontzähne: 18 Zahngarnituren á 6 Zähne (108 Stk.) oder 8 Zahngarnituren á 6 Zähne (48 Stk.),  
Seitenzähne: 12 Zahngarnituren á 8 Zähne (96 Stk.) oder 6 Zahngarnituren á 8 Zähne (48 Stk.).  
Zähne in den Farben A1-D4 können auch als einzelne Garnituren bestellt werden.

## RUS Акриловые зубы WIEDENT Estetic

---

- трехслойные, с флуоресцентным эффектом,
- стойкие к истиранию - твердость 25,6 HV0,1 по Виккерсу (250 МПа),
- 62 разнообразных фасона в двух цветовых гаммах: универсальной V (16 цветов) A1- D4 и WIEDENT (13 цветов) A1- R5,
- 14 выбранных фасонов в цветах 0M1 и 0M3 для имитации отбеленных зубов,
- выгодная цена.

### Упаковки:

Коробки:

передние зубы: 18 планок из 6 зубами (108 шт.) или 8 планок из 6 зубами (48 шт.),  
боковые зубы: 12 планок из 8 зубами (96 шт.) или 6 планок из 8 зубами (48 шт.).  
Зубы по цветовой шкале V продаются также отдельными планками.



- three layer with fluorescent effect,
- very abrasion resistant, hardness 32,3 HV0,1 in Vickers scale (316MPa),
- produced in 16 universal shades V (A1-D4) and in dozens innovatory moulds,
- produced in two bleached shades OM1 and OM3 and in 9 different moulds,
- excellent in every way.

#### Packaging:

Individual boxes:

anterior teeth: 8 sets of 6 teeth (48 pcs),

posterior teeth: 6 sets of 8 teeth (48 pcs).

Almamiss teeth are sold also in individual sets of 6 or 8 teeth.

## PL Zęby akrylowe Almamiss

---

- trójwarstwowe z efektem fluorescencyjnym,
- bardzo odporne na ścieranie - twardość 32,3 HV0,1 w skali Vickersa (316 MPa),
- kilkadziesiąt innowacyjnych fasonów w 16 kolorach uniwersalnej gamy V (A1-D4),
- 9 wybranych fasonów w kolorach wybielonych OM1 i OM3,
- znakomite pod każdym względem.

### **Opakowania:**

Pudełka:

zęby przednie: 8 płytek po 6 zębów (48 szt.),

zęby boczne: 6 płytek po 8 zębów (48 szt.).

Zęby Almamiss są również sprzedawane „na płytki”.

## D Kunststoffzähne Almamiss

---

- dreischichtig mit fluoreszierendem Effekt,
- sehr abrasionsfest, Vickershärte 32,3 HV0,1 (316 MPa),
- Dutzende neuartige Zahnformen in 16 V-Farben (A1-D4),
- 9 ausgewählte Zahnformen in den sehr hellen Farben OM1 und OM3,
- hervorragend in jeder Hinsicht.

### **Verpackungseinheiten:**

Frontzähne: 8 Zahngarnituren á 6 Zähne (48 Stk.),

Seitenzähne: 6 Zahngarnituren á 8 Zähne (48 Stk.).

ALMAMISS können auch als einzelne Garnituren bestellt werden.

## RUS Акриловые зубы Almamiss

---

- трехслойные, с флуоресцентным эффектом,
- очень стойкие к истиранию - твердость 32,3 HV0,1 по Виккерсу (316 МПа),
- множество фасонов в 16 цветах универсальной шкалы V (A1-D4),
- 9 выбранных фасонов в цветах OM1 и OM3 для имитации отбеленных зубов,
- превосходное качество.

### **Упаковки:**


Коробки:

передние зубы: 8 планок из 6 зубами (48 шт.),

боковые зубы: 6 планок из 8 зубами (48 шт.).

Зубы продаются также отдельными планками.

## Classic acrylic teeth CE



- two layer with fluorescent effect,
- abrasion resistant, hardness 25,6 HV0,1 in Vickers scale (250MPa),
- produced in 9 shades of universal V scale and in 19 different moulds,
- the cheapest line.

### Packaging:

Individual boxes:

anterior teeth: 18 sets of 6 teeth (108 pcs),

posterior teeth: 12 sets of 6 teeth (96 pcs).



PL **Zęby akrylowe Classic**

---

- dwuwarstwowe, z efektem fluorescencyjnym,
- odporne na ścieranie - twardość 25,6 HV0,1 w skali Vickersa (250 MPa),
- 19 różnorodnych fasonów w 9 kolorach uniwersalnej gamy V,
- najtańsze.

**Opakowania:**

Pudełka:

zęby przednie: 18 płytek po 6 zębów (108 szt.),

zęby boczne: 12 płytek po 8 zębów (96 szt.).

D **Kunststoffzähne Classic**

---

- zweischichtig mit fluoreszierendem Effekt,
- abrasionsfest, Vickershärte 25,6 HV0,1 (250 MPa),
- 19 verschiedene Zahnformen, in 9 V-Farben,
- die preiswertesten.

**Verpackungseinheiten:**

Frontzähne: 18 Zahngarnituren á 6 Zähne (108 Stk.),

Seitenzähne: 12 Zahngarnituren á 8 Zähne (96 Stk.).

RUS **Акриловые зубы Classic**

---

- двухслойные, с флуоресцентным эффектом,
- стойкие к истиранию - твердость 25,6 HV0,1 по Виккерсу (250 МПа),
- 19 разнообразных фасонов в 4 цветах универсальной шкалы V,
- наиболее экономичный вариант.

**Упаковки:**

Коробки:

передние зубы: 18 планок из 6 зубами (108 шт.),

боковые зубы: 12 планок из 8 зубами (96 шт.).

## Encrusted teeth



WIEDENT Estetic and Almamiss acrylic teeth can be individually ornamented by:

- gold,
- diamonds,
- zirconium.

**Packaging:**

- 1 set of 6 teeth,
- 1 set of 8 teeth.

PL **Zęby inkrustowane**

---

Zęby **WIEDENT Estetic** oraz **Almamiss** mogą być zdobione na zamówienie Klientów:

- złotem,
- brylantami,
- cyrkoniami.

**Opakowania:**

- 1 płytką z 6 zębami,
- 1 płytką z 8 zębami.

D **Kunststoffzähne mit Schmuckeinlage**

---

**WIEDENT Estetic** sowie **Almamiss** können wir mit einer Schmuckeinlage, je nach Wunsch des Patienten, verschönern:

- mit Goldeinlage,
- mit Brillanten,
- oder mit Zirkonsteinen.

**Verpackungseinheiten:**

- 1 Zahngarnitur á 6 Zähne,
- 1 Zahngarnitur á 8 Zähne.

RUS **Инкрустированные зубы**

---

Зубы **WIEDENT Estetic** и **Almamiss** могут быть украшены:

- золотом,
- бриллиантами,
- фианитами.

**Упаковки:**

- 1 планка из 6 зубами,
- 1 планка из 8 зубами.

## Shade guides



- two kinds:
  - universal V scale - 16 shades (A1-D4),
  - Wiedent scale - 13 shades (A1, A2, B2, B3, G1, G2, G3, N2, N3, N5, R1, R3, R5),
- plastic, esthetic, easy to use.

**Packaging:**  
1 piece

PL **Wzorce kolorów**

---

- dwa rodzaje wzorców kolorów:
  - uniwersalna gama V - 16 kolorów (A1-D4),
  - gama Wiedent - 13 kolorów (A1, A2, B2, B3, G1, G2, G3, N2, N3, N5, R1, R3, R5),
- plastikowe, estetyczne, łatwe w użyciu.

**Opakowanie:**

1 sztuka

D **Farbskalen**

---

- zwei Sorten:
  - universelle Farbskala V(A1-D4),
  - Farbskala WIEDENT in 13 verschieden Farben (A1, A2, B2, B3, G1, G2, G3, N2, N3, N5, R1, R3, R5).

**Verpackungseinheit:**

1 Stück

RUS **Образцы расцветки**

---

- два вида образцов расцветки:
  - универсальная шкала V - 16 цветов (A1 - D4),
  - шкала Wiedent - 13 цветов (A1, A2, B2, B3, G1, G2, G3, N2, N3, N5, R1, R3, R5),
- пластмассовые, эстетичные, легкие в использовании.

**Упаковка:**

1 штука

## Live mould charts



- live mould chart consists of each kind of mould in A3V shade,
- live mould chart Wiedent Estetic also consists of V shade guide,
- live mould chart in other shade is on demand.

**Packaging:**  
1 piece

PL **Wzorce kształtów**

---

- wzorzec kształtów zawiera po 1 płytce każdego fasonu zębów w kolorze A3V,
- wzorzec kształtów zębów Wiedent Estetic zawiera również wzorzec kolorów V,
- wzorce kształtów w innych kolorach są dostępne na zamówienie.

**Opakowanie:**

1 sztuka

D **Formenkarten**

---

- Kunststoffzähne-Formenkarte beinhaltet alle Formen in der Farbe A3,
- Kunststoffzähne-Formenkarte Wiedent Estetic beinhaltet auch eine Farbskala V,
- auf Wunsch kann die Formenkarte mit eine anderen Farbe bestückt werden.

**Verpackungseinheit:**

1 Stück

RUS **Образцы форм и размеров**

---

- образец форм и размеров содержит по 1 планке каждого фасона зубов цвета A3V,
- образец форм и размеров зубов Wiedent Estetic содержит также образец расцветки по шкале V,
- образцы форм и размеров других цветов доступны по заказу.

**Упаковка:**

1 штука

## Desktop cabinet



- has 10 drawers with special plastic inserts,
- three kinds of inserts are offered:
  - for 42 anterior sets,
  - for 28 posterior sets,
  - for combination of 28 anterior and 14 posterior sets,
- facilitate to organize workplace in dental lab.

**Packaging:**

1 piece



PL **Szafka na zęby**

---

- ma 10 szuflad,
- do wyboru trzy rodzaje wkładów do przechowywania:
  - 42 płytek zębów przednich,
  - 28 płytek zębów bocznych,
  - jednocześnie 28 płytek zębów przednich i 14 płytek zębów bocznych,
- ułatwia organizację miejsca pracy.

**Opakowanie:**

1 sztuka

D **Zahnschrank, 10 Schubladen**

---

- enthält 10 Schubladen und wird nach Wunsch wahlweise mit Einlagen für Front- oder/und Seitenzähne ausgestattet.

**Verpackungseinheit:**

1 Stück

RUS **Шкаф для зубов**

---

- имеет 10 ящиков,
- три вида вкладышей для хранения зубов:
  - 42 планки передних зубов,
  - 28 планок боковых зубов,
  - одновременно 28 планок передних зубов и 14 планок боковых зубов,
- помогает в организации рабочего места.

**Упаковка:**

1 штука

## heat-curing acrylic resin for denture bases



- requires short polymerization time,
- characterizes by low water and saliva sorption,
- thanks to excellent plasticity and press malleability does not cause raising of the occlusion,
- can be combined with soft elastic foundations,
- transparency of acrylic mass lets to show natural colour of user's oral mucosa,
- meets the requirements of PN-EN ISO 20795-1.

**Types:**

- Estetic 10V - pink (shade 10) veined
- Estetic 10 - pink (shade 10)
- Estetic 8V - pink (shade 8) veined
- Estetic 8 - pink (shade 8)
- Estetic 0 - transparent

**Packaging:**

- Sets:**  
2000 g powder, 1000 ml liquid,  
500 g powder, 250 ml liquid.
- Individually:**  
2000 g powder,  
500 g powder,  
1000 ml liquid,  
250 ml liquid.

## Tworzywo akrylowe do wykonywania płyt protez polimeryzujące na gorąco

- wymaga krótkiego czasu polimeryzacji,
- cechuje się niską chłonnością wody i śliny,
- doskonała plastyczność i łatwość kształtowania pod uciskiem prasy nie powoduje podwyższenia zwarcia,
- może być łączone z miękkimi, elastycznymi podścieleniami,
- przezierność masy pozwala wydobyć naturalny kolor błony śluzowej pacjenta,
- spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20795-1.

### Rodzaje:

Estetic 10V - różowe (odcień 10) z żyłkami  
 Estetic 10 - różowe (odcień 10)  
 Estetic 8V - różowe (odcień 8) z żyłkami  
 Estetic 8 - różowe (odcień 8)  
 Estetic 0 - bezbarwne

### Opakowania:

**Komplety:**  
 2000 g proszku, 1000 ml płynu,  
 500 g proszku, 250 ml płynu.  
**Pojedynczo:**  
 2000 g proszku,  
 500 g proszku,  
 1000 ml płynu,  
 250 ml płynu.

## Heißpolymerisierender Kunststoff zur Herstellung von Prothesen

- die Polymerisationszeiten sind kurz,
- niedrige Wasser- sowie Speichelabsorption hat zur Folge, dass es zu keiner Farbveränderung kommt,
- dank einwandfreiem Umformvermögen und einfacher Verformbarkeit unter Pressedruck gibt es nach der Polymerisation keine Bißerhöhungen,
- kann mit weichen, elastischen Materialien unterfüttert werden,
- Transparenz der Masse erlaubt die Erhaltung richtiger Schleimhautfarbe bei Patienten,
- die Anforderungen der Norm PN EN ISO 20795-1 werden erfüllt.

### Arten:

Estetic 10V - rosa (Farbton 10) geädert  
 Estetic 10 - rosa (Farbton 10)  
 Estetic 8V - rosa (Farbton 8) geädert  
 Estetic 8 - rosa (Farbton 8)  
 Estetic 0 - farblos

### Verpackungseinheiten:

**Sätze:**  
 2000 g Pulver, 1000 ml Flüssigkeit,  
 500 g Pulver, 250 ml Flüssigkeit.  
**Einzel:**  
 2000 g Pulver,  
 500 g Pulver,  
 1000 ml Flüssigkeit,  
 250 ml Flüssigkeit.

## Полиметакрилат горячего отверждения для изготовления базиса зубного протеза

- требует короткое время полимеризации,
- характеризуется низким водо- и слюнопоглощением,
- хорошая пластичность и легкость формирования под давлением прессы не вызывает смещения вверх уровня смыкания,
- можно соединять его с мягкими, эластичными подкладочными материалами,
- прозрачность массы позволяет добиться требуемого цвета слизистой оболочки пациента,
- соответствует требованиям нормы PN-EN ISO 20795-1.

### Виды:

Estetic 10V - розовый (оттенок 10) с прожилками  
 Estetic 10 - розовый (оттенок 10)  
 Estetic 8V - розовый (оттенок 8) с прожилками  
 Estetic 8 - розовый (оттенок 8)  
 Estetic 0 - бесцветный

### Упаковка:

**Комплекты:**  
 2000 г порошка, 1000 мл жидкости,  
 500 г порошка, 250 мл жидкости.  
**По отдельности:**  
 2000 г порошка,  
 500 г порошка,  
 1000 мл жидкости,  
 250 мл жидкости.

GB

## Estetic S CE

self-curing acrylic resin for repairing dentures and orthodontic bases



- its colour match to the heat-curing acrylic resin ESTETIC,
- meets the requirements of PN EN ISO 20795-1.

### Types:

- Estetic S 10V - pink (shade 10) veined
- Estetic S 10 - pink (shade 10)
- Estetic S 8V - pink (shade 8) veined
- Estetic S 8 - pink (shade 8)
- Estetic S 0 - transparent

### Packaging:

- Set:**  
100 g powder,  
50 ml liquid.
- Individually:**  
50 ml liquid.

PL

## Tworzywo akrylowe samopolimeryzujące do napraw protez i aparatów ortodontycznych

- zgodne kolorystycznie z tworzywem do wykonywania płyt protez ESTETIC,
- spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20795-1.

### Rodzaje:

Estetic S 10V - różowe (odcień 10) z żyłkami  
 Estetic S 10 - różowe (odcień 10)  
 Estetic S 8V - różowe (odcień 8) z żyłkami  
 Estetic S 8 - różowe (odcień 8)  
 Estetic S 0 - bezbarwne

### Opakowania:

**Komplet:**  
 100 g proszku,  
 50 ml płynu.  
**Pojedynczo:**  
 50 ml płynu.

D

## Autopolymerisierender Kunststoff zur Reparatur von Prothesen und orthodontischen Apparaten

- seine Einfärbung entspricht den Farben des Kunststoffes für Ausführung von Prothesenplatten ESTETIC,
- die Anforderungen der Norm PN EN ISO 20795-1 werden erfüllt.

### Arten:

Estetic S 10V - rosa (Farbton 10) geädert  
 Estetic S 10 - rosa (Farbton 10)  
 Estetic S 8V - rosa (Farbton 8) geädert  
 Estetic S 8 - rosa (Farbton 8)  
 Estetic S 0 - farblos

### Verpackungseinheiten:

**Satz:**  
 100 g Pulver,  
 50 ml Flüssigkeit.  
**Einzel:**  
 50 ml Flüssigkeit.

RUS

## Полиметакрилат самополимеризирующий для починки зубных протезов и ортодонтических аппаратов

- совместимый по цветовой шкале с полиметакрилатом для изготовления базиса зубного протеза ESTETIC,
- соответствует требованиям нормы PN EN ISO 20795-1.

### Виды:

Estetic S 10V - розовый (оттенок 10) с прожилками  
 Estetic S 10 - розовый (оттенок 10)  
 Estetic S 8V - розовый (оттенок 8) с прожилками  
 Estetic S 8 - розовый (оттенок 8)  
 Estetic S 0 - бесцветный

### Упаковки:

**Комплект:**  
 100 г порошка,  
 50 мл жидкости.  
**По отдельности:**  
 50 мл жидкости.

## heat-curing acrylic resin for crowns and bridges



- enables making three layer facings imitating natural teeth, containing of neck, enamel and dentine,
- characterizes by colour stability,
- the hardness of the crowns made of ESTETIC H imitate the hardness of natural teeth,
- manufactures in accordance with two shade guides: universal V (A1-D4) and WIEDENT (A1-R5),
- meets the requirements of PN-EN ISO 10477.

**Packaging:****Sets:**

100 g powder (25 g neck, 50 g dentin, 25 g enamel), 50 ml liquid:

in 16 shades of universal V shade guide,  
in 12 shades of WIEDENT shade guide (without B2).

500 g powder, 250 ml liquid in two sets:

V shades: (60 g dentin in A1, A2, A3, A4, B2 shades; 40 g dentin in C2, D3 shades; 60 g neck and enamel in A3 shade);

WIEDENT shades: (60 g dentin in A1, G1, G2, N3, R1 shades; 40 g dentin in B3, R5 shades; 60 g neck and enamel in G2 shade).

**Individually:**

50 ml liquid.

## Tworzywo akrylowe do wykonywania koron i mostów polimeryzujące na gorąco

- umożliwiają wykonanie naśladowujących naturalne zęby trójwarstwowych licówek składających się z szyjki, dentyny i szkliwa,
- cechuje się stabilnością zabarwienia,
- twardość powłok wykonanych z tworzywa ESTETIC H jest zbliżona do twardości zębów naturalnych,
- zgodne z wzorcami kolorów zębów akrylowych: uniwersalnym V (A1 - D4) i WIEDENT (A1 - R5),
- spełnia wymagania normy PN-EN ISO 10477.

### Opakowania:

#### Komplety:

100 g proszku (szyjka - 25 g, dentyna - 50 g, szkliwo - 25 g), 50 ml płynu:  
w 16 kolorach skali V,

w 12 kolorach skali Wiedent (bez B2).

500 g proszku, 250 ml płynu w dwóch zestawach:

kolorы V - (po 60 g dentyna A1, A2, A3, A4, B2, po 40 g dentyna C2, D3; po 60 g szyjka i szkliwo A3);

kolorы WIEDENT - (po 60 g dentyna A1, G1, G2, N3, R1, po 40 g dentyna B3, R5; po 60 g szyjka i szkliwo G2).

#### Pojedynczo:

50 ml płynu.

## D Heißpolymerisierender Kunststoff zur Herstellung von Kronen und Brücken

- charakteryzowany przez wysoką wytrzymałość kolorową,
- twardość powłok wykonanych z tworzywa ESTETIC H jest zbliżona do twardości zębów naturalnych,
- jest zgodny z wzorcami kolorów zębów akrylowych: uniwersalnym V (A1 - D4) i WIEDENT (A1 - R5),
- spełnia wymagania normy PN EN ISO 10477.

### Verpackungseinheiten:

#### Sätze:

100 g Pulver in einer Farbe (Hals - 25 g, Dentin - 50 g, Schneide - 25 g), 50 ml Flüssigkeit:

16 Farben der universellen Skala V,

12 Farben der Skala WIEDENT (ohne B2).

500 g Pulver in verschiedenen Farben, 250 ml Flüssigkeit:

Farbensatz V - (Dentin A1, A2, A3, A4, B2, C2, D3; Hals und Schneide A3),

Farbensatz WIEDENT- (Dentin A1, B3, G1, G2, N3, R1, R5; Hals und Schneide G2).

#### Einzel:

50 ml Flüssigkeit.

## Полиметакрилат горячего отверждения для изготовления зубных коронок и мостов

- позволяет изготавливать трехслойные зубы, имитирующие натуральные, состоящие из шейки, дентина и эмали,
- характеризуется устойчивостью окраски,
- твердость пластмассового покрытия ESTETIC H близка к твердости натуральных зубов,
- соответствует цветовым шкалам акриловых зубов: универсальной V (A1 - D4) и WIEDENT (A1 - R5),
- соответствует требованиям нормы PN-EN ISO 10477.

### Упаковки:

#### Комплекты:

100 г порошка (шейка - 25 г, дентин - 50 г, эмаль - 25 г), 50 мл жидкости:

16 цветов по универсальной шкале V,

12 цветов по шкале WIEDENT (без B2).

500 г порошка, 250 мл жидкости в двух наборах:

цвета по шкале V - (по 60 г дентин A1, A2, A3, A4, B2, по 40 г дентин C2, D3,

по 60 г шейка и эмаль A3),

цвета по шкале WIEDENT- (по 60 г дентин A1, G1, G2, N3, R1, по 40 г дентин B3, R5,

по 60 г шейка и эмаль G2).

#### По отдельности:

50 мл жидкости.

## opaquer



- used to conceal the reflection of metal elements in crowns and bridges,
- consists of liquids in ecru and brown colour, mixing them helps to obtain the required beige shade,
- can be applied on metal and plastic elements.

**Packaging:****Set:**

- 20 ml ecru colour liquid,
- 10 ml brown colour liquid.



PL **Opaker**

---

- służy do usunięcia ciemnego refleksu metalowych elementów koron i mostów,
- składa się z płynów w kolorze ecru i brązowym co umożliwia indywidualne dobranie przez technika odcienia beżu,
- może być наносzony zarówno na elementy metalowe jak i z tworzywa.

**Opakowanie:**

**Komplet:**

- 20 ml płynu koloru ecru,
- 10 ml płynu koloru brązowego.

D **Оракер**

---

- dient zur Abdeckung der Metallflächen von Kronen und Brücken,
- setzt sich aus Flüssigkeiten in Kremfarben und Braun zusammen, was dem Techniker ermöglicht, den Beige-Farbtönen individuell anzupassen,
- kann sowohl auf Metall- als auch auf Kunststoffteile aufgetragen werden.

**Verpackungseinheit:**

**Satz:**

- 20 ml Flüssigkeit Kremfarben,
- 10 ml Flüssigkeit Braun.

RUS **Опакер**

---

- служит для устранения темного оттенка металлических элементов коронок и мостов,
- набор состоит с жидкости коричневого и кремового цвета, что позволяет технику индивидуально подобрать оттенок бежевого цвета,
- может наноситься как на металлические, так и на пластмассовые элементы.

**Упаковка:**

**Комплект:**

- 20 мл жидкости кремового цвета,
- 10 мл жидкости коричневого цвета.

GB

## Estetic Special CE

self-curing acrylic resin for temporary crowns and bridges



- for making crowns and bridges beyond of patient oral cavity,
- its elasticity and durability render it suitable for extensive temporary bridges,
- a wide range of shades (V and WIEDENT) makes it possible to obtain the colour that ideally imitates the natural colour of teeth,
- meets the requirements of PN EN ISO 10477.

### Packaging:

#### Sets:

100 g powder (75 g dentin, 25 g enamel), 50 ml liquid:

V shades: A1, A2, A3, A4, B2, C2, D3,

WIEDENT shades: A2, B3, G1, G2, N3, R1, R5.

100 g powder, 50 ml liquid in two sets:

V shades: (12,5 g dentin in A1, A2, A3, A4, B2, C2, D3 shades; 12,5 g enamel in A3 shade),

WIEDENT shades: (12,5 g dentin in A2, B3, G1, G2, N3, R1, R5 shades; 12,5 g enamel in G2 shade).

#### Individually:

50 ml liquid.

## Tworzywo akrylowe samopolimeryzujące do wykonywania tymczasowych koron i mostów

- służy do wykonywania koron i mostów poza jamą ustną pacjenta,
- ma elastyczność i wytrzymałość mechaniczną umożliwiające wykonywanie dużych mostów,
- dzięki bogatej paletce kolorystycznej (wg wzorców kolorów: uniwersalnego V i WIEDENT),
- umożliwia wykonanie różnorodnych tymczasowych uzupełnień protetycznych,
- spełnia wymagania normy PN-EN ISO 10477.

### Opakowania:

#### Komplety:

100 g proszku (dentina - 75 g, szkliwo - 25 g), 50 ml płynu:

kolory V - A1, A2, A3, A4, B2, C2, D3,

kolory WIEDENT - A2, B3, G1, G2, N3, R1, R5.

100 g proszku, 50 ml płynu w dwóch zestawach:

kolory V - (po 12,5 g dentyna A1, A2, A3, A4, B2, C2, D3; szkliwo A3),

kolory WIEDENT - (po 12,5 g dentyna A2, B3, G1, G2, N3, R1, R5; szkliwo G2).

#### Pojedynczo:

50 ml płynu.

## Autopolymerisierender Kunststoff zur Herstellung von temporären Kronen und Brücken

- zur Ausführung von Kronen und Brücken außerhalb der Mundhöhle des Patienten,
- entsprechende Elastizität und mechanische Beständigkeit bei großen Brücken,
- durch die reiche Farbpalette (universelle Farbskala V und WIEDENT) ermöglicht es,
- Versorgungen zu erzielen, in Farben, die die natürlichen Zähne ideal nachahmen,
- die Anforderungen der Norm PN EN ISO 10477 werden erfüllt.

### Verpackungseinheiten:

#### Sätze:

100 g Pulver in einer Farbe (Dentin - 75 g, Schneide - 25 g), 50 ml Flüssigkeit:

7 Farben der universellen Skala V - A1, A2, A3, A4, B2, C2, D3,

7 Farben der Skala WIEDENT - A2, B3, G1, G2, N3, R1, R5.

100 g Pulver in verschiedenen Farben, 50 ml Flüssigkeit:

Farbensatz V - (Dentin A1, A2, A3, A4, B2, C2, D3; Schneide A3),

Farbensatz WIEDENT- (Dentin A2, B3, G1, G2, N3, R1, R5; Schneide G2).

#### Einzel:

50 ml Flüssigkeit.

## Полиметакрилат холодного отверждения для изготовления временных зубных коронок и мостов

- предназначена для изготовления коронок и мостов внеротовой полости пациента,
- соответствующая пластичность и механическая прочность для изготовления больших зубных мостов,
- благодаря богатой цветовой гамме (цвета универсальной шкалы V и шкалы WIEDENT) возможно изготовление разнообразных временных протетических конструкций,
- соответствует требованиям нормы PN-EN ISO 10477.

### Упаковки:

#### Комплекты:

100 г порошка (дентин - 75 г, эмаль - 25 г), 50 мл жидкости:

7 цветов по универсальной шкале V - A1, A2, A3, A4, B2, C2, D3,

7 цветов по шкале WIEDENT - A2, B3, G1, G2, N3, R1, R5.

100 г порошка, 50 мл жидкости в двух наборах:

цвета по шкале V - (по 12,5 г дентин A1, A2, A3, A4, B2, C2, D3; 12,5 г эмаль A3);

цвета по шкале WIEDENT - (по 12,5 г дентин A2, B3, G1, G2, N3, R1, R5; 12,5 г эмаль G2).

#### По отдельности:

50 мл жидкости.

# Estetic Ort

colourless self-curing acrylic resin for orthodontic bases



- possibility of using following methods:
  - applying the plastic mass,
  - pouring the powder („salt and pepper“),
- dyes easily with Estetic Ort Kolor liquids,
- meets the requirements of PN-EN ISO 20795-2.

#### Packaging:

##### Sets:

2000 g powder, 1000 ml liquid,  
500 g powder, 250 ml liquid.

##### Individually:

2000 g powder,  
500 g powder,  
1000 ml liquid,  
250 ml liquid.

PL

## Bezbarwne tworzywo akrylowe samopolimeryzujące do wykonywania aparatów ortodontycznych

- możliwość używania dwiema metodami:
  - nakładania masy plastycznej,
  - nasypywania proszku na model i nasączenie monomerem („sól i pieprz”),
- łatwo barwi się płynnymi barwnikami Estetic Ort Kolor,
- spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20795-2.

### Komplety:

#### Opakowania:

2000 g proszku, 1000 ml płynu,  
500 g proszku, 250 ml płynu.

#### Pojedynczo:

2000 g proszku,  
500 g proszku,  
1000 ml płynu,  
250 ml płynu.

D

## Autopolymerisierender, farbloser Kunststoff zur Herstellung von orthodontischen Apparaten

- möglicher Gebrauch: Modellier - oder Streutechnik,
- leichte Einfärbung von Farbkonzentraten für die KFO -Technik Estetic Ort Kolor,
- die Anforderungen der Norm PN EN ISO 20795-2 werden erfüllt.

### Verpackungseinheiten:

#### Sätze:

2000 g Pulver, 1000 ml Flüssigkeit,  
500 g Pulver, 250 ml Flüssigkeit.

#### Einzel:

2000 g Pulver,  
500 g Pulver,  
1000 ml Flüssigkeit,  
250 ml Flüssigkeit.

RUS

## Полиметакрилат бесцветный холодного отверждения для изготовления ортодонтических аппаратов

- может использоваться двумя способами:
  - нанесение пластической массы,
  - насыпание порошка на модель и пропитывание мономером („соль и перец”),
- легко окрашивается жидкими красителями Estetic Ort Kolor,
- соответствует требованиям нормы PN-EN ISO 20795-2.

### Упаковки:

#### Комплекты:

2000 г порошка, 1000 мл жидкости,  
500 г порошка, 250 мл жидкости.

#### По отдельности:

2000 г порошка,  
500 г порошка,  
1000 мл жидкости,  
250 мл жидкости.

# Estetic Ort Kolor CE

liquid dyes



- to be used for orthodontic bases,
- enable to obtain different colouring effects.

**Packaging:**

**Set:**

4 x 12,5 ml liquid (blue, red, yellow, orange)

PL **Płynne barwniki**

---

- umożliwiają wykonanie płyt aparatów ortodontycznych w wielu różnych kolorach.

**Opakowanie:**

**Komplet:**

4 x 12,5 ml płynu (niebieski, czerwony, żółty, pomarańczowy)

D **Farbkonzentrate für die KFO -Technik**

---

- ermöglichen die Produktion der Platten der orthodontischen Apparate in mehreren verschiedenen Farben.

**Verpackungseinheit:**

**Satz:**

4 x 12,5 ml Flüssigkeit (blau, rot, gelb, orange)

RUS **Жидкие красители**

---

- позволяют изготавливать пластины ортодонтических аппаратов многих цветов.

**Упаковка:**

**Комплект:**

4 x 12,5 мл жидкости (синяя, красная, жёлтая, оранжевая)



- two kinds: HARD and SOFT,
- made of bee wax and natural paraffin,
- to be used by dental technicians.

**Packaging:**  
ca 500 g (24 plates)



PL **Woski modelowe**

---

- dwa rodzaje: TWARDY i MIĘKKI,
- wytwarzany z wosku pszczelego i naturalnych żywic,
- przeznaczony dla techników dentystycznych.

**Opakowanie:**

ok. 500 g (24 płytki)

D **Modellierwachse**

---

- zwei Arten: HART und WEICH,
- hergestellt aus Bienenwachs und natürlichen Harzen,
- für prothetische Arbeiten.

**Verpackungseinheit:**

ca 500 g (24 Platten)

RUS **Моделировочные воски**

---

- двух видов: ТВЁРДЫЙ и МЯГКИЙ,
- изготовлены из пчелиного воска и природных продуктов,
- предназначены для зуботехнических работ.

**Упаковка:**

около 500 г (24 плитки)



- made of bee wax and natural paraffin,
- to be used by dental technicians.

**Packaging:**  
48 pieces

PL **Woskowe wały zwarciove**

---

- wytwarzane z wosku pszczelego i naturalnych żywic,
- przeznaczone dla techników dentystycznych.

**Opakowanie:**

48 sztuk

D **Wachsbisswälle**

---

- hergestellt aus Bienenwachs und natürlichen Harzen,
- für prothetische Arbeiten.

**Verpackungseinheit:**

48 Stück

RUS **Заготовки восковые**

---

- изготовлены из пчелиного воска и природных продуктов,
- предназначены для зуботехнических работ.

**Упаковка:**

48 штук



- made of bee wax and natural paraffin,
- to be used by dentists.

**Packaging:**  
21 pieces

PL **Woskowe kęski zgryzowe**

---

- wytwarzane z wosku pszczelego i naturalnych żywic,
- przeznaczone dla lekarzy stomatologów.

**Opakowanie:**

21 sztuk

D **Biss-Schablone**

---

- hergestellt aus Bienenwachs und natürlichen Harzen,
- zur Bestimmung der Bißrelation.

**Verpackungseinheit:**

21 Stück

RUS **Воск для регистрации прикуса**


---

- изготовлен из пчелиного воска и природных продуктов,
- предназначены для врачей-стоматологов.

**Упаковка:**

21 штук

## Textile brushes



- the technical cloth with a special weave used for their production makes them particularly durable,
- offered in three dimensions: 11, 8 and 6 cm in diameter,
- in two alternative versions: with plastic or metal fixing.

**Packaging:**

1 piece

PL **Szczotki tekstylne**

---

- posiadają dużą twardość dzięki zastosowaniu do produkcji tkaniny technicznej o specjalnym splocie,
- oferowane w trzech rozmiarach: o średnicy 11, 8 i 6 cm,
- do wyboru: z wkładem mocującym plastikowym lub metalowym.

**Opakowanie:**

1 sztuka

D **Textilbürsten**

---

- mit langer Lebensdauer dank eines speziellen Gewebes mit Sonderbindung,
- angeboten in drei Größen: mit 11, 8 und 6 cm Durchmesser,
- zur Auswahl: mit Kunststoffkern oder Metalkern.

**Verpackungseinheit:**

1 Stück

RUS **Текстильные щётки**

---


- обладают большой прочностью благодаря использованию для их изготовления технической ткани со специальным переплетением,
- доступны в трех размерах: диаметр 11, 8 и 6 см,
- на выбор: с пластмассовой или металлической сердцевиной.

**Упаковка:**

1 штука

## Textile-bristle brushes

---



- 
- they easily reach hardly accessible spots enabling precise polishing,
  - offered in two kinds: single and double,
  - offered in one universal dimensions: 8 cm in diameter.

**Packaging:**  
1 piece



PL **Szczotki tekstylne z włosiem**

---

- łatwo docierają do trudnodostępnych miejsc dzięki czemu umożliwiają ich dokładne wypolerowanie,
- oferowane w dwóch rodzajach: pojedyncze i podwójne,
- oferowane w jednym uniwersalnym rozmiarze, o średnicy 8 cm.

Opakowanie:  
1 sztuka

D **Textilbürsten mit Borsten**

---

- leicht erreichen sie unzugänglichen Orten um hervorragende Polierergebnisse zu erreichen,
- angeboten in zwei Arten: einzeln und doppelt,
- angeboten in einer Universalgröße von 8 cm Durchmesser.

Verpackungseinheit:  
1 Stück

RUS **Волосяные щётки**

---

- легко проникают в труднодоступные места, тщательно их полируя,
- двух видов: одно - и двухрядные,
- один универсальный размер - диаметр 8 см.

Упаковка:  
1 штука

## polishing paste for acrylic materials



- for polishing acrylic parts of dentures while using textile brushes.

**Packaging:**  
70 g

PL **Pasta do polerowania akrylu**

---

- przeznaczona do polerowania akrylowych części protez przy użyciu szczotek.

Opakowanie:  
70 g

D **Polierpaste für Kunststoff**

---

- zum Polieren von Prothesen-Kunststoff unter Anwendung von Textilbürsten.

Verpackungseinheit:  
70 g

RUS **Паста для полировки акрила**

---

- предназначена для полировки акриловых частей протезов с использованием текстильных щёток.

**Упаковка:**  
70 г

## Prosthetic tool box



- used to store prosthetic rotary tools, enables to organize workplace in dental lab,
- protects tools against dust and dirt.

**Packaging:**

1 piece (without tools)

PL **Pudełko na narzędzia protetyczne**

---

- służy do przechowywania narzędzi protetycznych ułatwiając organizację miejsca pracy,
- chroni narzędzia przed pyłem i kurzem.

**Opakowanie:**

1 sztuka (bez narzędzi)

D **Bohrerständer**

---

- dient zur Aufbewahrung von Instrumenten und erleichtert das Organisieren des Arbeitsplatzes,
- schützt Instrumente vor Staub.

**Verpackungseinheit:**

1 Stück (ohne Instrumente)

RUS **Подставка для зуботехнических инструментов**

---

- предназначена для хранения зуботехнических инструментов с целью улучшения организации рабочего места,
- защищает инструменты от пыли.

**Упаковка:**

1 штука (без инструментов)

94 -104 Łódź, Poland  
ul. Obywatelska 187/189  
office@wiedent.com.pl



tel. + 48 42 640 48 70  
tel. + 48 42 640 40 12  
fax + 48 42 688 33 84



**INNOVATIVE ECONOMY**  
NATIONAL COHESION STRATEGY



**EUROPEAN UNION**  
EUROPEAN REGIONAL  
DEVELOPMENT FUND



EUROPEAN FUNDS - FOR DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY